

# | Tables de nuit Embru mobilier de soins



**embru**

## | Tables de nuit pour le domaine médical confortables – fonctionnelles – éprouvées

Les tables de nuit Embru complètent idéalement les lits de soins et fournissent une aide utile aux soins quotidiens.

Embru répond aux besoins les plus divers de la clientèle par différents modèles. Suivant l'organisation des soins, les tables de nuit peuvent être conçues avec ou sans table de malade intégrée. Une table de malade indépendante à ranger en toute simplicité sous la table de nuit vient compléter cet assortiment.

Divers matériaux et décors permettent une adaptation optimale à l'environnement existant. Par sa forme classique, la table de nuit Embru reste un meuble moderne pendant d'innombrables années.



## I Aperçu des modèles

### Équipement de base pour tous les modèles

- Utilisable d'un ou des deux côtés
- Exécution en hêtre ou en résine synthétique (autres types de bois ou exécutions sur demande)
- Arêtes en bois de hêtre massif
- Tiroirs avec fond en matière synthétique (facile à enlever pour le nettoyage)
- Clapets avec limiteur de charge
- Tablettes en matériau plein (amovibles)
- Mobile sur quatre roulettes en caoutchouc 50 mm ou 75 mm (option)
- Support de lampe (option)
- Dimensions sans table de malade  
46 x 46 x 84 cm (P x L x H)
- Dimensions avec table de malade  
46 x 54 x 86 cm (P x L x H)



**Table de nuit modèle 5601**

- Un tiroir
- Trois clapets



**Table de nuit modèle 5602**

- Un tiroir
- Niche
- Deux clapets



**Table de nuit modèle 5681**

- Un tiroir
- Niche
- Grand compartiment avec tablette et porte



**Table de nuit modèle 5621**

- Exécution basse (hauteur 63 cm)
- Un tiroir
- Deux clapets



**Exécution avec table de malade intégrée**



Chaque table de nuit Embru peut être équipée sur demande d'une table de malade. La table de malade est réglable en hauteur graduellement de 72 à 115 cm. Le mécanisme de rotation du support permet l'inclinaison et la



rotation du plateau de la table sans devoir déplacer la table de nuit. Le plateau de table (43 x 75 cm) en matière synthétique PUR, avec bordure en saillie, peut être utilisé des deux côtés et fixé graduellement dans son inclinaison.



**Table de malade 6509**  
Autre possibilité: la table de malade indépendante sur roulettes.

#### Embru-Werke

Rapperswilerstrasse 33  
CH-8630 Rüti ZH

Tel. 055 251 11 11  
Fax 055 251 19 19

[info@embru.ch](mailto:info@embru.ch)  
[www.embru.ch](http://www.embru.ch)

#### Usines Embru

Rte de Grandcour  
CH-1530 Payerne VD

Tél. 026 662 49 22  
Fax 026 662 49 23

#### Ausstellungen/Expositions

- Rüti ZH
- Schönbühl BE
- Bussigny VD

Assurance qualité ISO 9001:2000