


Technische Perfektion und eine umfangreiche Ausstattung kennzeichnen Sicuro und Sicuro plus. Zwei moderne Intensivpflegebetten, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Betten, die die Behandlung und Genesung der Patienten optimal fördern.





tiefste Stellung der Liegefläche: ca. 45 cm
 höchste Stellung der Liegefläche: ca. 81 cm
 Rückenlehne bis ca. 70° anstellbar
 Beintieflage bis zu 12°
 Kopftieflage bis zu 12°
 Fowler-Position
 Beinhochlage
 Cardiac-Position
 Liegefläche nach links schwenkbar bis 25°*
 Liegefläche nach rechts schwenkbar bis 25°*

*nur Sicuro plus

Liegeflächenverstellung und Schwenkmöglichkeit.

Insgesamt fünf Elektromotoren sorgen beim Sicuro plus für absolut präzise Beweglichkeit.

Sichere Seiten.

Sicuro und Sicuro plus gibt es auch mit dreifachen Edelstahllehnen bzw. mit durchgehenden drei- oder vierholmigen Seitensicherungen.*

Gut durchschaubar.

Die Rückenlehne ist durchleuchtungsfähig und für viele klinisch-radiologisch relevante Untersuchungen geeignet.

Leichter Zugriff.

Abnehmbares und abklappbares Kopfteil von Sicuro und Sicuro plus erleichtert die Versorgung des Patienten und erweitert den durchleuchtungsfähigen Bereich.

Leichtes Bettenmachen.
Saubere Ablagefläche für Decke und Kopfkissen.


Ohne Ecken und Kanten.


Das Untergestell mit abgerundeter ABS-Kunststoffabdeckung erleichtert die Reinigung.**


Alles im Griff.


Rücken-, Ober- und Unterschenkelhaken sowie Liegeflächenschwenkung lassen sich beim Sicuro plus zusätzlich per Hand einstellen.


Elektromotorische Verstellmöglichkeiten	Sicuro	Sicuro plus
Vollelektrisch inkl. Kopf-/Beintieflage und lateraler Schwenkung	—	●
Rücken-, Oberschenkelhaken und Liegeflächenhöhe elektrisch	○	—
Rücken- und Liegeflächenhöhe elektrisch	○	—
Rückenlehne elektrisch	○	—
Vollmechanisch	●	—


Rückenlehne


Liegeflächenhöhe


Beinlehne



Kopf-/Beintieflage


Liegeflächenschwenkung

— nicht lieferbar

● standard

○ optional



EFFIZIENZ der Pflege

Höchste Qualität in der Versorgung des Patienten. Die Intensivpflegebetten Sicuro und Sicuro plus unterstützen mit erprobten Ausstattungsmerkmalen das Pflegepersonal unter Berücksichtigung der medizinischen Anforderungen.



Hilfreich. Die laterale Schwenkbarkeit von Sicuro plus zur Dekubitusprophylaxe, Schmerzlinderung und Atmungsunterstützung.




Vielfältig. Die viergeteilte Liegefläche bietet viele nützliche Verstellmöglichkeiten. Zum Beispiel mit 80° angewinkelter Oberschenkellehne zur orthopädischen Lagerung.



Durchschaubar. Die Rückenlehne ist durchleuchtungsfähig. In Kombination mit dem abklappbaren Kopfteil zur radiologischen Untersuchung des Patienten ohne Umlagerung.



Lebensrettend. Die abklappbare Stütze unter dem verlängerten Kopfteil schafft zusätzliche Stabilität bei der Reanimation.



Wartungsfreundlich. Die herausnehmbaren Stahlgitterböden erleichtern den Zugang zu den Antriebskomponenten.



Hygienisch. Die herausnehmbaren Ober- und Unterschenkellehnen aus ABS-Kunststoff sind leicht zu reinigen und erleichtern den Zugang zu den Antriebskomponenten.*



Praktisch. Serienmäßig beidseitig angebrachte Spannschienen aus Edelstahl zum schnellen und bequemen Anbringen von Versorgungselementen.



Aufgeräumt. Das Untergestell mit abgerundeter ABS-Kunststoffabdeckung schützt vor Verschmutzung und erleichtert die Reinigung.*



Zeitsparend. Die serienmäßig integrierte Bettzeugablage unterstützt das Personal bei der Pflege des Patienten.



Leichter Zugriff. Abnehmbares Kopfteil erleichtert die Versorgung des Patienten.

TECHNIK die mehr leistet

Sicuro plus überzeugt mit erweiterten elektromotorischen Verstellmöglichkeiten. Doch bereits in der Basisversion bietet Sicuro außergewöhnliche Eigenschaften und ein Höchstmaß an Stabilität und Sicherheit.



Kontrollierbar. Bei der vollmotorischen Sicuro plus-Version ist die Steuerbox in die Bettzeugablage integriert. Sie gewährt eine leichte Bedienung der Verstellfunktionen. Die Sperrbox am Sicuro ermöglicht die selektive Verriegelung aller Verstellfunktionen.



Mobil. Stabile Doppelaufrollen. Ihre statische Leitfähigkeit sorgt für sichere Erdung des komplett elektrisch leitfähigen Bettes bei Untersuchung und Überwachung.



Stabil. Sichere Liege- und Sitzposition. Auswandernde Rückenlehne nach DBfK-Empfehlung. Ist bequem und reduziert die Anzahl der Umlagerungen.



Maßgebend. Die serienmäßig integrierte Bettverlängerung für große Patienten.